

## FFP2 Προστατευτική μάσκα με λάστιχο

### FFP2 Protection face mask with earloops



#### Οδηγίες χρήσης

1. Πριν φορέσετε τη μάσκα FFP2, πλύνετε τα χέρια σας με διάλυμα με βάση το αλκοόλ ή με σαπούνι και νερό. 2. Αφαιρέστε τη μάσκα από την συσκευασία προσέχοντας να μην αγγίξετε το εσωτερικό. 3. Βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιζόμενο έλασμα είναι στο πάνω μέρος της μάσκας κοντά στη μύτη σας (όχι το πηγούνι). 4. Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας. Στερεώστε και πιέστε το έλασμα πάνω στη μύτη σας και τοποθετήστε τα λάστιχα γύρω από τα αυτιά. 5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του προσώπου και της μάσκας. 6. Προσαρμόστε την μάσκα στο πρόσωπό σας κρατώντας την από τις άκρες (όχι από μπροστά). 7. Μην ακουμπάτε τη μάσκα όσο την χρησιμοποιείτε. 8. Αντικαταστήστε μόλις συγκεντρώσει υγρασία, λερωθεί ή σας δυσκολεύει στην αναπνοή.

**Για τη μέγιστη εφαρμογή:** Καλύψτε το μπροστινό μέρος της μάσκας και με τα δύο χέρια, χωρίς να αλλοιώσετε την εφαρμογή της μάσκας. Εκπνεύστε δυνατά. Εάν διαρρέει αέρας γύρω από τη μύτη, επαναρυθμίστε το κλιπ μύτης προσορθώνοντας να ελακιστοποιήσετε τη διαρροή.

**Προσοχή:** Πριν την χρήση εξετάστε την ακεραιότητα της συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης. Συνιστώμενη μέγιστη χρήση: 6-8 ώρες. Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν αντιμετωπίσετε δυσκολία στην αναπνοή, δυσφορία ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην επαναχρησιμοποιείτε μάσκες μιας χρήσης. Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή φθαρμένη.

#### Instructions for use

1. Before putting on the FFP2 mask, wash your hands with alcohol-based solution or with soap and water. 2. Remove the mask from the package, being careful not to touch the inside. 3. Make sure the adjustable nose bridge is at the top of the mask near your nose (not your chin). 4. Put the mask on your face. Pinch and press the nose bridge onto your nose and place the ear loops around your ears. 5. Make sure there are no gaps between your face and the mask. 6. Adjust the mask on your face by holding it from the back sides (not the front). 7. Avoid touching the mask while using it. 8. Replace when it is moist, damaged, visibly soiled or difficult to breathe through.

**For maximum fitting:** Cover the front of the mask with both hands, taking care not to impair the fit of the mask. Exhale strongly. If air leaks around the nose, re-adjust the nose clip to minimize leakage.

**Attention:** Before use, check the integrity of the package and the expiration date. Recommended maximum use: 6-8 hours. Discontinue use if you experience shortness of breathe, malaise or adverse reaction occur. Do not reuse disposable masks. Do not use if the package is opened or damaged.